



	faksitse: +43-5578-74299 tai Internetistä: www.vetmedcare.at	Dr. Norbert Freitag VetMedCare 	Hauptstr. 35c A-6973 Höchst
	Internetistä: www.vetmedcare.at	<i>Innovatiiviset eläintarvikkeet</i> ALV: ATU 35774408	Puhelin: +43-5578-76648 Faksi: +43-5578-74299 Sähköposti: vetmedcare@vetmedcare.at Internetistä: www.vetmedcare.at

Tuotenumero	Tuote	Koko	Mittataulukko	Kaulanympärys cm	Rinnanympärys cm	Etäisyys etu- ja takajalkojen välillä cm
Female – Tuotenumero 10.011 – 10.016 – Etiketissä PUNAINEN PISTE tai merkintä female			Mäle – Tuotenumero 10.021 – 10.026 – Etiketissä SININEN PISTE tai merkintä male			
10.012 10.022	Dog&cat-body	XS	Pieni yorkshireterrieri, pieni lhasa, chihuahua, papillon	15-20	20-30	24
10.013 10.023	Dog&cat-body	S	Maltankoiria, kääpiömäyräkoira, kääpiövillakoira, pystykorva, terrieri, bichon	20-25	30-40	38
10.014 10.024	Dog&cat-body	M	Mäyräkoira, kettuterrieri, jackrussellinterrieri, mopsi, villakoira, beagle	25-35	40-50	46
10.015 10.025	Dog&cat-body	L	Collie, appenzelli, chow chow, snautseri, cockerspanieli	35-45	45-60	50
10.016 10.026	Dog&cat-body	XL	Saksanpaimenkoira, dobermanni, dalmatiankoira, kultainenoutaja, doggi	45-55	60-75	60
10.012 10.022	Dog&cat-body	XXL	Berninpaimekoira, mastiffi, suuri saksanpaimenkoira, rottweiler, tanskandoggi	55-60	65-90	67

VIHJEITÄ

- Jokaisen dog&cat bodyn etupuolen yläosaan on kiinnitetty koon osoittava etiketti sisäpuolelle (xs, s, m, l, xl, xxl).
- Vedä dog&cat body ensin kätesi ylitse siten, että sen toinen pää jää sormenpäihisi. Vedä se tämän jälkeen koiran tai kissan päälle, aloittaen päästä. Vedä ensin etujalat ja sitten takajalat aukoista ulos. Uroskoiran/-kissan sukuelinten on näytävä aukosta.
- Silota mahdolliset poimut dog&cat bodystä. Nyt body on puettu.
- Koon valinta: Saat nopean käsityksen oikeasta koosta mittaamalla eläimen taka- ja etujalkojen välisen mitan sekä rinnanympäryksen. Myös edellä mainituista koirarotuesimerkeistä saattaa olla apua.

Koska elastaanista ja polyamidista koostuva korkealaatuinen materiaali on erittäin joustava sekä pituus- että leveysuunnassa, on dog&cat bodyn hyvä olla hieman pienempi kuin kissa tai koira, jolle se on tarkoitettu. Tällöin se istuu hyvin. Tämän lisäksi materiaalin voimakkaampi venyminen lisää bodyn takaosan alapuolen kaareutumista, minkä johdosta erityisesti narttukoirien on helpompi virtsata.

Edestä auki 	vomer oben 	Hoito-ohje:  Materiaali: 90 % Polyamide 10 % Elasthanne (90/10) PA/EL
Toivomme, että sinulla on paljon iloa tästä korkealaatuisesta tuotteesta. Älä epäröi kääntyä puoleemme FAKSITSE tai SÄHKÖPOSTITSE , mikäli sinulla on tuotteeseen liittyvää kysyttävää. VetMedCare-tiimisi		