



Telefax: +45 74 53 08 04
 eller
 Internet: www.evet.dk



Dr. Norbert Freitag
 VetMedCare

Hauptstr. 35 c
 A-6973 Höchst

Fornylse til dyrebehold

Telefon: 0043-5578-76648

Fax: 0043-5578-74299

Firmen-Nr.: ATU 35774408

E-Mail: vetmedcare@vetmedcare.at

Internet: www.vetmedcare.at

Varenr.	Vare	Størrelse	Tabel over mål Farve: grøn	Halsmål cm	Brystmål cm	Afstand fra forben til bagben
Hunhund Nr. 10.011 – 10.016 Etiket med gul anmærkning eller female			Hanhund Nr. 10.021 – 10.026 blå anmærkning eller male			
10.011 10.021	dog&cat-body	XS	Lille Yorkshire Terrier, lille Lhasa, Chihuahua, Papillon	15-20	20-30	24
10.012 10.022	dog&cat-body	S	Malteser, Dværggravhund, Dværgpuddel, Spitz, Terrier, Bichon	20-25	30-40	38
10.013 10.023	dog&cat-body	M	Gravhund, Foxterrier, Jack Russell Terrier, Mops, Puddel, Beagle	25-35	40-50	46
10.014 10.024	dog&cat-body	L	Collie, Appenzeller, Chow Chow, Schnauzer, Cocker Spaniel	35-45	45-60	50
10.015 10.025	dog&cat-body	XL	Schäfer, Dobermann, Dalmatiner, Golden Retriever, Dogge	45-55	60-75	60
10.016 10.026	dog&cat-body	XXL	Sct. Bernhard, Mastiff, stor Schæfer, Rottweiler, Grand Danois	55-60	65-90	67

TIPS

1. Ved hver enkelt dog&cat-body er foroven-foran-indeni den pågældende str. (XS, S, M, L, XL, XXL).
2. Træk dog&cat-body'en over din hånd, således at enden af dog&cat-body's er ved fingerspidserne. Derefter lader du den glide ned over hovedet på hunden eller katten, træk først forbenene og derefter bagbenene igennem. Ved hanhunde skal du lade penissen komme ud ved åbningen.
3. Stryg hen over dog&cat-body'en, så den bliver glat. Færdig.
4. Valg af størrelse: Afstand fra forben til bagben og brystomfang giver en hurtig orientering. Derudover hjælper de anførte racer.

Da materialet er elasthan og polyamid af høj kvalitet giver det en fremragende elasticitet både på langs og på tværs, derfor skal dog&cat-body'en være en smule mindre end hunden eller katten, således at den sidder godt. Endvidere støtter strechvirkningen på dog&cat-body'en hunhunden bagtil, således at hun lettere kan lade vandet.



Vaskeanvisning:

Material: 90 % Polyamid 10 % Elasthan (90/10) PA/EL

Vi ønsker dig stor fornøjelse med dette førsteklasses produkt. Skulle der være spørgsmål kontakt os da venligst pr. fax eller mail. **Dit VetMedCare TEAM**