



	 <b>Tel. di ordinazione: 800 062865</b> <b>oppure INTERNET: <a href="http://www.alcyonitalia.com">www.alcyonitalia.com</a></b>	<b>Dr. Norbert Freitag</b> <b>VetMedCare</b> 	Hauptstr. 35c A-6973 Höchst
		<i>Innovazioni per la cura degli animali</i>	Telefono: +43-5578-76648 Fax: +43-5578-74299 E-mail: <a href="mailto:vetmedcare@vetmedcare.at">vetmedcare@vetmedcare.at</a> Internet: <a href="http://www.vetmedcare.at">www.vetmedcare.at</a>
No.IVA.Eur.: ATU 35774408			

No. Articolo	Articolo	Taglia	Istruzioni per l'applicazione – Tabella delle taglie	Circonferenza collo in cm	Circonferenza torace in cm	Dist. Zampa ant/post in cm
<b>FEMMINA – No.Art. 10.011 – 10.016 – Indicazioni con punto rosso</b>			<b>MASCHIO – No. Art. 10.021 – 10.026 Indicazioni con punto blu</b>			
10.012 10.022	Dog&cat-body	XS	piccolo Yorkshire Terrier, piccolo Lhasa, Chichuahua, Papillion	15-20	20-30	24
10.013 10.023	Dog&cat-body	S	Malteser, Barboncino, Volpino, Terrier, Bichon	20-25	30-40	38
10.014 10.024	Dog&cat-body	M	Bassotto, Foxterrier, Jack Russell Terrier, Mops, Beagle	25-35	40-50	46
10.015 10.025	Dog&cat-body	L	Collie, Appenzeller, Chow Chow, Schnauzer, Cocker Spaniel	35-45	45-60	50
10.016 10.026	Dog&cat-body	XL	Pastore, Dobermann, Dalmata, Golden Retriever, Dogge	45-55	60-75	60
10.012 10.022	Dog&cat-body	XXL	San Bernardo, Mastiff, Pastore grande, Rotweiler, Dogge Dania	55-60	65-90	67

#### CONSIGLI

- Ogni **dog&cat-body** è dotato nella parte **superiore anteriore interna** della relativa etichetta riportante la taglia (XS, S, M, L, XL, XXL).
- Anzitutto, passate la vostra mano attraverso il **dog&cat-body**, in maniera tale che la fine del **dog&cat-body** si trovi all'altezza delle vostre dita. Successivamente, infilatelo al cane o al gatto cominciando dalla testa e facendo passare prima le zampe anteriori e poi quelle posteriori attraverso le aperture. In caso di cane maschio, assicurarsi che il pene fuoriesca in corrispondenza dell'apertura.
- Spianate il **dog&cat-body**. **Fatto.**
- Scelta della taglia:** La distanza tra le zampe anteriori e le zampe posteriori e anche la circonferenza del torace aiutano ad orientarsi. Inoltre, sono utili anche i nomi delle razze indicati.
- Dal momento che il materiale di alta qualità **elastan** e **poliamide** presenta un'ottima elasticità sia in lunghezza sia in senso obliquo, il **dog&cat-body** dovrebbe essere **un po' più piccolo del cane o del gatto, in modo da aderire bene**. Inoltre, l'effetto elasticizzato del **dog&cat-body** destinato alle femmine permette una maggiore curvatura nella zona postero-inferiore, in modo che il cane possa "fare pipì" più agevolmente.

	<b>Indicazioni per il lavaggio:</b> 
	<b>Materiale:</b> 90 % Poliamide 10 % Elastan (90/10) PA/EL
Speriamo che sarete soddisfatti di questo prodotto di alta qualità. Per eventuali domande, non esitate a contattarci via FAX o E-MAIL. <b>Il team VetMedCare!</b>	