



SIA Dr. Beinerts
 Institūta iela 4
 Salaspils, LV-2169

Tālr.: 67941001
 Fakss: 67941272
 E-pasts: vet@vet.lv
www.vet.lv



Dr. Norbert Freitag
 VetMedCare

Hauptstr. 35 c
 A-6973 Höchst

Innovationen für Tierbedarf

Telefon: 0043-5578-76648

Fax: 0043-5578-74299

Firmen-Nr.: ATU 35774408

E-Mail: vetmedcare@vetmedcare.at

Internet: www.vetmedcare.at

Lietošanas pamācība – Izmēru tabula

Preces numurs	Prece	Izmērs	Krāsa: Zaļi zila	Kakla apkārtmērs cm	Krūškurvja apkārtmērs cm	Attālums starp priekšējām un pakājām cm
Mātītēm Nr. 10.011 – 10.016 female			Tēviņiem Nr. 10.021 – 10.026 male			
10.011 10.021	dog&cat-body	XS	Jorkšīras terjers, lhasa, čihuahua	15-20	20-30	24
10.012 10.022	dog&cat-body	S	Maltas zīdu suns, pekīnietis, miniatūrais pūdelis	20-25	30-40	38
10.013 10.023	dog&cat-body	M	Taksis, foksterjers, špics, Džeka Rasela terjers, mopsis, bīgls, pūdelis	25-35	40-50	46
10.014 10.024	dog&cat-body	L	Kollijs, Apencelles ganu suns, čau-čau, kokerspaniels	35-45	45-60	50
10.015 10.025	dog&cat-body	XL	Dalmācietis, dobermans, vācu aitu suns, zeltainais retrīvers	45-55	60-75	60
10.016 10.026	dog&cat-body	XXL	Rotveilers, sanbernārs uc.	55-60	65-90	67

LIETDERĪGA INFORMĀCIJA

Katram **suņu un kaķu** kostīmam ir etiķete ar izmēru (XS, S, M, L, XL, XXL) **priekšējās augšdaļas iekšpusē.**

1. Pirmkārt, apgrieziet **suņu un kaķu** kostīmu otrādi pāri rokai līdz tas ir uz jūsu pirksta galiem. Tad pārvelciet to pāri sunim vai kaķim sākot no galvas un ielieciet priekšējās un pakājās. Tēviņiem dzimumlocekli novieto attiecīgajā atverē.
2. Iztaisnojiet **suņu un kaķu** kostīmu. **Izdarīts!**
3. **Izmēra noskaidrošana: atstarpe starp priekšējām un pakājām**, kā arī krūšu kurvja mērīšana dod ātru aptuvenu atbildi. Bez tam, nosauktās suņu šķirnes var palīdzēt.
4. Tā kā augstas kvalitātes materiāli **elastāns un poliamīds** ir ļoti elastīgi kā horizontāli, tā arī vertikāli, **suņu un kaķu** kostīmam **jābūt mazliet mazākam nekā ir suns vai kaķis**, lai tas ciešāk piekļautos ķermenim. Bez tam, kucēm **suņu un kaķu** kostīmu stiepšanas efekts parādās pateicoties lielākam izliekumam uz muguras, tas atvieglo sunim urinēšanu.



Kopšanas informācija:

Materiāls: 90% poliamīds, 10% elastāns (90/10) PA/EL.

Mēs novēlām Jums šī augstās kvalitātes produkta patīkamu lietošanu.
VetMedCare TEAM