



JAN F. ANDERSEN A/S
LEGENMIDLER • INSTRUMENTER

Tlf.: 61 31 49 49 Fax.: 61 31 49 50 Epost : post@jfa-

Dr. Norbert Freitag

VetMedCare

Innovaciones para el cuidado animal

Hauptstr. 35 c
A-6973 Höchst

Telefon: 0043-5578-76648

Fax: 0043-5578-74299

NIF: ATU 35774408

E-Mail: vetmedcare@vetmedcare.at

Internet: www.vetmedcare.at

Måttabell

Artikelnr	Produkt	Storlek	Färg: grön	Hals- omfång cm	Bröstom- fång cm	Avstånd mellan fram- och bakben
TIK Nr. 10.011 – 10.016 Etikett med RÖD PRICK eller en tik			HANHUND Nr. 10.021 – 10.026 BLÅ PRICK eller hanhund			
10.011 10.021	dog&cat-body	XS	Liten Yorkshire terrier, liten Lhasa, Chihuahua, Papillion	15-20	20-30	24
10.012 10.022	dog&cat-body	S	Maltes, Dvärgtax, Dvärgpudel, Spets, Terrier, Bichon	20-25	30-40	38
10.013 10.023	dog&cat-body	M	Tax, Foxterrier, Jack Russell terrier, Mops, Pudel, Beagle	25-35	40-50	46
10.014 10.024	dog&cat-body	L	Collie, Appenzeller, Chow Chow, Schnauzer, Cockerspaniel	35-45	45-60	50
10.015 10.025	dog&cat-body	XL	Schäfer, Dobbermann, Dalmatin, Golden Retriever, Dogge	45-55	60-75	60
10.016 10.026	dog&cat-body	XXL	St Bernhard, Mastiff, stor Schäfer, Rottweiler, dansk Dogge	55-60	65-90	67

TIPS

1. Alla dog&cat-bodies har en storleksetikett (xs, s, m, l, xl, xxl) uppe-fram-på insidan.
2. Dra först dog&cat-bodyn över din hand, så att ena änden av dog&cat-bodyn slutar vid fingerspetsarna. Dra nu över bodyn, genom att börja vid kattens eller hundens huvud. Dra först genom frambenen, sedan bakbenen. Hos hanhundar, se till att penisen sticker fram i den avsedda öppningen.
3. Släta ut dog&cat-bodyn. Färdigt.
4. Storleksval: måttet mellan fram- och bakbenen samt bröstomfånget ger en indikation om vilken storlek som är lämplig. Dessutom har du hjälp av de angivna rasnamnen.

Eftersom materialen Elastan och Polyamid är elastiska både på längden och tvären bör du välja en dog&cat-body som är något mindre än djuret, så att den sitter tätt och bra. Vidare har dog&cat-bodyn en stretchverkan hos tikar, vilket innebär att en starkare invävning på undersidan av bakkdelen stimulerar tiken, så att hon lättare kan kissa.



Skötselråd:

Material: 90 % Polyamid 10 % Elastan (90/10 PA/EL)

Grattis till ett mycket bra köp och vi hoppas att du blir nöjd med produkten. Skicka eventuella frågor till oss per fax eller mejl.

VetMedCare TEAM