



สั่งซื้อทางแฟกซ์ : 0043-5578-74299

หรือ

INTERNET: www.vetmedcare.at

Dr. Norbert Freitag

VetMedCare

Hauptstr. 35 c
A-6973 Höchst

นวัตกรรมการเพื่อสุขภาพของสัตว์

Telefon: 0043-5578-76648

Fax: 0043-5578-74299

E-Mail: vetmedcare@vetmedcare.at

บริษัท – เลขที่ : ATU 35774408

Internet: www.vetmedcare.at

เลขที่สินค้า	สินค้า	ขนาด	สี: เขียว	รอบคอ ซม.	รอบอก ซม.	ระยะห่างขา หน้าและขาหลัง
สุนัขเพศเมีย เลขที่ 10.011 – 10.016 ป้ายมีจุดสีแดง หรือ เพศเมีย			สุนัขเพศผู้ เลขที่ 10.021 – 10.026 ป้ายมีจุดสีฟ้าหรือเพศผู้			
10.011 10.021	dog&cat-body	XS	ยอร์กไชร์ เทเรียร์, ลลาชา, ชิวาวา ปาปิยอง	15-20	20-30	24
10.012 10.022	dog&cat-body	S	มัลเทเซอร์, ปีกกิ้ง, ทอยพูเคิล, เทเรียร์ บิชอง คัชชุนด์ สปีดซ์	20-25	30-40	38
10.013 10.023	dog&cat-body	M	คัชชุนท์, ฟอกซ์เทเรียร์, มอปส์, บีเกิล, พูเคิล แจค รัสเซล เทเรียร์	25-35	40-50	46
10.014 10.024	dog&cat-body	L	คอลลีร์, อ็ปเพนเซลเลอร์, เซาเซา, คอร์กเทลสปานีเยล ชเนาเซอร์	35-45	45-60	50
10.015 10.025	dog&cat-body	XL	อัลเซเชียน, โดเบอร์แมน, เดลเมเชียน, รีทฟเวอร์ คอกกี	45-55	60-75	60
10.016 10.026	dog&cat-body	XXL	เบอร์นฮาร์ดดิโน, แมสตีฟ, โรตทไวลเลอร์, ค็อกกี เคนมาร์ก	55-60	65-90	67

คำแนะนำการใช้

1. **dog&cat-body** ทุกตัวจะมีป้ายบอกขนาดเย็บติดไว้ด้านในใกล้ส่วนคอ (xs, s, m, l, xl, xxl)
2. ใช้มือทั้งสองข้างจับเสื้อ **dog&cat-body** จากด้านหลัง(ไม่มีตราVetMedCare) ย่นไปทางด้านหน้าจนถึงรอบคอ แล้วสวม **dog&cat-body** เข้าด้านศีรษะ สอดขาหน้าเข้าช่องขาซ้ายและขวา รูดต่อลงมาจนถึงช่องขาค้นหลัง สอดขาหลังด้านซ้ายและขวา สำหรับตัวผู้ให้สอดอวัยวะเพศออกมาทางช่องสำหรับสัตว์เพศผู้
3. ติดตามตัวให้เรียบเป็นอันเสร็จ
4. การเลือกขนาด นอกจากจะบอกขนาดของรอบคอ รอบอก รอบขาหน้าและขาหลัง เพื่อให้หาขนาดที่สมส่วนได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว เรายังแจ้งสายพันธุ์สุนัขที่ควรเหมาะกับขนาดเสื้อให้ด้วย
5. เนื่องจากเราใช้ผ้าทอที่มีคุณภาพสูง ส่วนผสมของอียาสทานและโพลีเอไมด์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นพิเศษได้ทั้งด้านกว้างและด้านยาว จึงควรเลือกใช้ **dog&cat-body** ที่ขนาดเล็กกว่าสุนัขหรือแมวสักเล็กน้อย เพื่อความกระชับตัวยามสวมใส่ สำหรับสุนัขเพศเมีย เราได้ตัดส่วนโค้งไว้ด้านใต้ท้องน้อย พร้อมด้วยความยืดหยุ่นของเนื้อผ้า ทำให้ง่าย สะดวกสบายในการถ่ายเบา



วัสดุ: 90 % Polyamid 10 % Elastan (90/10) PA/EL

เราหวังว่าท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านจะพึงพอใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเรา ถ้าท่านมีข้อข้องใจประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเราได้ทางแฟกซ์ หรือทางอินเตอร์เน็ต จากทีมงาน **VetMedCare**