




Tabella da grondezzas

Nr. d'artigel	Artigel	Gron dezza	Colur: verd	Circum ferenza dal culiez en cm	Circum ferenza dal pèz en cm	Distanza chommas dav-ant – chommas davos en cm
Chogna – indicaziun cun in PUNCT COTSCHEN			Mastgel – indicaziun cun in PUNCT BLAU			
10.011 10.021	dog&cat-body	XS	pitschen yorkshire terrier, pitschen lhasa, chichuahua, papillion	15-20	20-30	24
10.012 10.022	dog&cat-body	S	malteser, basset nanin, pudel nanin, vulpet, terrier, bichon	20-25	30-40	38
10.013 10.023	dog&cat-body	M	basset, fox terrier, jack russell terrier, mops, pudel, beagle	25-35	40-50	46
10.014 10.024	dog&cat-body	L	collie, appenzellais, chow chow, schnauzer, cocker spaniel	35-45	45-60	50
10.015 10.025	dog&cat-body	XL	chaun-nurser, dobermann, dalmatiner, golden retriever, doc	45-55	60-75	60
10.016 10.026	dog&cat-body	XXL	bernardin, mastiff, chaun-nurser grond, rottweiler, doc danais	55-60	65-90	67

TIPS

1. Tar mintga dog&cat body è inditgà sin la part sura, davant ed endadens la grondezza correspudenta (xs, s, m, l, xl, xxl).
2. Tirai il dog&cat body l'emprim sur Voss maun, uschia che la fin dal dog&cat body sa chatta sin l'autezza da Vossa detta. Al mettai sur il chau dal chaun u dal giat, tirai las chommas davant tras la rusna, al strivlai vinavant sur il corp e tirai suenter tras la rusna las chommas davos. Faschai atenziun ch'il penis dal mastgel sa chattia sin l'autezza da la rusna previsa.
3. Stritgai alura anc glisch il dog&cat body e gia è la procedura finida.
4. Tscherna da la grondezza: la distanza tranter las chommas davant e las chommas davos, e la circumferenza dal pèz gidan Vus ad As orientar. Ultra da quai As po gidar era la glista dals nums da las razzas.
5. Cunquai ch'il material d'auta qualitat (poliamid ed elasthan) è d'ina elasticidad optimala tant per lung sco per lad, duess il dog&cat body esser in pau pli pitschen ch'il chaun u ch'il giat. Ultra da quai permetta l'effect elastic rinforzà envers davos che la chogna po urinar pli facilmain.



Indicaziuns per lavar:

Material: 90 % Polyamid 10 % Elasthan (90/10) PA/EL)

Nus gjavischain a Vus bler plaschair cun il product d'auta qualitat. Sche Vus avais dumondas, ans contactai simplamain per fax ubain per e-mail. Voss team da VetMedCare.