



MEGRENDELÉS Faxon: 0036-23-530-545

vagy

E-mailben: [info@vetcentre.hu](mailto:info@vetcentre.hu)

Dr. Norbert Freitag

VetMedCare

Innovationen für Tierbedarf

Firmen-Nr.: ATU 35774408

Hauptstr. 35 c

A-6973 Höchst

Telefon: 0043-5578-76648

Fax: 0043-5578-74299

E-Mail: [vetmedcare@vetmedcare.at](mailto:vetmedcare@vetmedcare.at)

Internet: [www.vetmedcare.at](http://www.vetmedcare.at)

Cikkszám	Cikk	Méret	Szín: kék vagy zöld	Nyak átmérője cm	Mellkas átmérő cm	Mellső- és hátsó végtagok távolsága
<b>SZUKA Cikksz. 10.011 – 10.016 Feliraton PIROS pont vagy female jelölés</b>						
<b>KAN Cikksz. 10.021 – 10.026 Feliraton KÉK pont vagy male jelölés</b>						
10.011 10.021	kutya&macska-body	XS	Törpe Yorkshire Terrier, Kis Lhasa apso, Csivava, Papillion	15-20	20-30	24
10.012 10.022	kutya&macska-body	S	Máltai selyemkutya, Törpe tacskó, Törpe uszár, Spitz, Terrier, Bichon frise	20-25	30-40	38
10.013 10.023	kutya&macska-body	M	Tacskó, Foxterrier, Jack Russell Terrier, Mopsz, Uszár, Beagle	25-35	40-50	46
10.014 10.024	kutya&macska-body	L	Collie, Appenzeller juhászkutya, Chow Chow, Schnauzer, Cocker Spániel	35-45	45-60	50
10.015 10.025	kutya&macska-body	XL	Német juhászkutya, Dobermann, Dalmata, Arany Retriever	45-55	60-75	60
10.016 10.026	kutya&macska-body	XXL	Bernáthegyi, Masztiff, Nagytestű juhászkutyák, Rottweiler, Német dog	55-60	65-90	67

#### TIPPS

- Minden egyes kutya&macska-body-n fel van tüntetve elöl, hátul és belül a méret (xs, s, m, l, xl, xxl).
- Legelőször húzza fel a kezére a kutya&macska-body-t, mégpedig úgy hogy annak vége az Ön ujjbegyeinél legyen. Ezután húzza fel a páciensre (kutya vagy macska) a fejnél kezdve, majd a mellső-, végül a hátsó végtagokra. Hímnemű állatok esetében ügyeljen arra, hogy a pénisz kilógjon az arra kiképzett nyíláson keresztül.
- Simítsa el a kutya&macska-body-n keletkezett ráncokat és ezzel el is készült.
- A megfelelő méret kiválasztása: A mellső végtagok távolsága a hátsó végtagoktól illetve a mellkas átmérője nyújt ebben segítséget. További segítséget jelentenek a táblázatban felsorolt fajták.
- Mivel a termék két magasértékű összetevője, az elasztán és a polyamid, hosszában és keresztben is kiváló elaszticitással rendelkezik, ezért a kutya&macska-body-nak valamivel kisebbnek kell lennie mint a páciens, így biztosítva a megfelelő komfortot. Ezenkívül a szukák számára készített kutya&macska-body a hátulsó rész alján a sztreccshatás által erősebben domborodik befelé, így könnyítve meg a páciens vizelését.



Tisztítás:

Összetétel: 90 % Polyamid 10 % Elasztán (90/10) PA/EL

Sok örömet kívánunk termékünk felhasználásánál. Amennyiben kérdése merül fel, kérjük forduljon hozzánk Fax-on vagy E-mail-ben.

**VetMedCare TEAM & Közép-Európai Állatorvosi Központ**