



	<b>BESTILLINGS-FAKS:</b> +43-5578-74299 eller <b>INTERNETT:</b> <a href="http://www.vetmedcare.at">www.vetmedcare.at</a>	<b>Dr. Norbert Freitag</b> <b>VetMedCare</b>  Hauptstr. 35c A-6973 Höchst
	<b>Innovasjoner av dyreutstyr</b>	Telefon: +43-5578-76648 Faks: +43-5578-74299 E-post: <a href="mailto:vetmedcare@vetmedcare.at">vetmedcare@vetmedcare.at</a> Internett: <a href="http://www.vetmedcare.at">www.vetmedcare.at</a> UST-ID: ATU 35774408

Artikkelnr	Artikkel	Størrelse	<b>Anziehanleitung – Måletabell</b>	Halsomfang in cm	Brystomfang in cm	Avstand frem-til baklöp in cm
<b>Tispe – Art.No. 10.011 – 10.016 – Etikett met RØDT PUNKT</b>			<b>HANNHUND – Art.No. 10.021 – 10.026 – Etikett met BLÅTT PUNKT</b>			
10.012 10.022	Dog&cat-body	XS	Liten Yorkshire terrier, liten lhasa, chichuahua, papillion	15-20	20-30	24
10.013 10.023	Dog&cat-body	S	Malteser, dvergdachs, dvergpuddel, spitz, terrier, bichon	20-25	30-40	38
10.014 10.024	Dog&cat-body	M	Dachs, foxterrier, Jack Russell terrier, mops, puddel, beagle	25-35	40-50	46
10.015 10.025	Dog&cat-body	L	Collie, appenzeller, chow chow, schnauzer, cocker spaniel	35-45	45-60	50
10.016 10.026	Dog&cat-body	XL	Schäfer, dobermann, dalmatiner, golden retriever, dogge	45-55	60-75	60
10.012 10.022	Dog&cat-body	XXL	Bernhardiner, mastiff, stor schäfer, rottweiler, dansk dogge	55-60	65-90	67

**TIPS**

- På hver dog&cat-body finnes aktuell størrelsesetikett oppe-foran-på innsiden (xs, s, m, l, xl, xxl).
- Trekk først dog&cat-body over hånden, slik at enden på dog&cat-body ligger ved fingertuppene. Trekk den så over hunden eller katten ved å begynne ved hodet, trekk ut forbeinene og deretter bakbeinene. På hannhund skal penis komme ut av åpningen.
- Stryk så dog&cat-body glatt. Ferdig.
- Størrelsesvalg:** En gang avstanden fremlöp til baklöp samt brystomfang gir en rask orientering. I tillegg hjelper de oppførte rasenavnene.
- Siden høykvalitetsmaterialene elastan og polyamid har en utmerket elastisitet både på langs og på tvers, skal dog&cat-body være noe mindre enn hunden eller katten, slik at den sitter godt. Videre gir strekkvirkningen ved dog&cat-body tispene en sterkere innhvelving nede bak, slik at tispene lettere kann "tisse".

		<b>Pleieanvisning:</b>  <b>Material:</b> 90 % polyamid 10 % elastan (90/10) PA/EL
Vi ønsker dere lykke til med kvalitetsproduktet. Ved spørsmål er det enkelt å henvende seg til oss på FAKS eller E-POST. <b>Ditt VetMedCare-TEAM!</b>		